

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cão Cd19 - Cd19

Número do item: CM0004626

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o CD19 canino para análise por citometria de fluxo direta (CF) de linfócitos B caninos. Imunogênio recombinante, específico para o CD19 canino.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Cão CD19
Apelido	CD19
Espécie	Cão
ID do Gene Humano	930
ID do Gene	607898
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-299 do CD19 canino (XP_013969991.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Cão
Envio	Bolsa de gelo