

Mab Coelho Anti-Cão Cd27 - Cd27

Número do item: CM0010020

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD27 canino (TNFRSF7). Validado para citometria de fluxo, reage especificamente com amostras de cão. Ideal para perfilagem de células imunes em pesquisa canina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Cão CD27
Observações/Apelido	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Cão
ID do Gene (Humano)	939
ID do Gene	611674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-215 do CD27 canino (XP_038295140.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Cão
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo