

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cão Cd27 Para Citometria De Fluxo - Cd27

Número do item: CM0010234

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD27 canino (TNFRSF7).
Imunógeno recombinante (aa 20-215) projetado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa canina e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cão CD27
Observações/Apelido	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Cão
ID do Gene (Humano)	939
ID do Gene	611674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-215 do CD27 canino (XP_038295140.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Cão
Peso Proteico	31kDa
Envio	Em saco de gelo