

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd4 Canino Para Citometria De Fluxo - Cd4 Canino

Número do item: CM0008268

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD4 canino, validado para citometria de fluxo (FC). Imunógeno recombinante (aa 26-400). Ideal para fenotipagem de linfócitos de cães e aplicações em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD4 canino
Observações/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Espécie	Cão
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	403931
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-400 do CD4 canino (NP_001003252.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cão
Envio	Bolsa de gelo