

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cão Cd4 - Np_001003252.1

Número do item: CM0004453

introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Cão CD4 para aplicações de citometria de fluxo (CF).
Imunógeno de proteína recombinante, reage com CD4 canino. Ideal para pesquisa em imunologia canina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Cão CD4
Observações/Apelido	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Espécie	Cão
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	403931
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Cão
Envio	Bolsa de gelo