

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cão Cd8A Para Citometria De Fluxo - P33706

Número do item: CM0010984

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade contra CD8A canino para citometria de fluxo. Tem como alvo a cadeia alfa da glicoproteína de superfície CD8 de células T, essencial para a interação com MHC de classe I e respostas de células T citotóxicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Cão CD8A
Observações/Apelido	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Espécie	Cão
GeneID (Humano)	925
GeneID	403157
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-139 do CD8A canino (NP_001002935.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cão
SWISS	P33706
Peso Proteico	26 kDa
Envio	Saco de gelo