

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam - Fitc

Número do item: CM0008805

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado aos corantes FITC, 5-FAM e 6-FAM. Reatividade independente de espécie e validado para citometria de fluxo, adequado para detecção de sondas fluorescentes em pesquisa e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-FITC/5-FAM/6-FAM
Observações/Apelido	FITC
Imunógeno	Compostos químicos Molécula Química/Pequena correspondente a FITC/5-FAM/6-FAM.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Em saco de gelo