

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Flotilina-2 (Flot2) Para Wb E Elisa - Q14254

Número do item: CM0021338



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Flotilina-2 humana (FLOT2), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para estudos sobre cavéolas, adesão celular e biologia epidérmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra FLOT2
Observações/Apelidos	ESA; ECS1; ESA1; ECS-1; M17S1; FLOT2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2319
ID do Gene	2319
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 239-428 da FLOT2 humana (NP_004466.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q14254
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo