

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Frem1 Para Wb, Elisa - Q5H8C1

Número do item: CM0023372

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FREM1 validado para WB e ELISA. FREM1 é uma proteína da matriz extracelular essencial para a diferenciação e adesão epidérmica durante o desenvolvimento. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FREM1 Coelho pAb
Observações/Apelido	BNAR; MOTA; TILRR; TRIGNO2; C9orf143; C9orf145; C9orf154; FREM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	158326
GeneID	158326
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1880-2179 do FREM1 humano (NP_659403.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5H8C1
Peso Proteico	244kDa
Envio	Bolsa de Gelo