

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gap43 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17677

Número do item: CM0022235

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece GAP43 (neuromodulina), otimizado para Western blot, IHC-P e ELISA. Adequado para amostras de tecido neural humano, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAP43 Coelho pAb
Observações/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2596
ID do Gene	2596
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-238 da GAP43 humana (NP_002036.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P17677
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo