


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gca Para Wb, If/Icc, Elisa - P28676

Número do item: CM0028155



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GCA direcionado à grancalcina ligadora de cálcio (~24 kDa). Aplicações: WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade: humano, camundongo. Ideal para estudos de adesão de neutrófilos e adesão focal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCA Rabbit pAb
Observações/Apelido	GCL; GCA
Espécie	Humano
ID do Gene	25801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-217 da GCA humana (NP_036330.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P28676
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo