

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnai3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P08754

Número do item: CM0015154



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNAI3 humana, validado para Western blot, IF/ICC, IP e ELISA. Reconhece GNAI3 humana e de camundongo; adequado para estudo da sinalização por proteína G e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] GNAI3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	87U6; HG1A; ARCND1; ARCODS; I3
Espécie	Humana
GeneID	2773
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-354 da GNAI3 humana (NP_006487.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08754
Peso da Proteína	41kDa
Transporte	Bolsa de gelo