

Mab Anti-Igg (Fragmento Fab) De Cabra Cojugado A , De Conejo - Fragmento Fab De Igg De Cabra

Número do item: CM0004024

introdução

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado a dirigido contra el fragmento Fab de IgG de cabra. Validado para aplicaciones de citometría de flujo. El inmunógeno recombinante garantiza alta especificidad y consistencia entre lotes. Adecuado para inmunoensayos que requieren detección de IgG anti-cabra en investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-IgG (fragmento Fab) de cabra cojugado a , de conejo
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante del fragmento Fab de IgG de cabra
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo