

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Igg De Cabra (Fragmento Fab) Para Citometria De Fluxo - Fragmento Fab De Igg De Cabra

Número do item: CM0006402

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao fragmento Fab de IgG de cabra. Desenvolvido para aplicações em citometria de fluxo (FC), oferecendo detecção específica de espécie de IgG de cabra em diversos imunoensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IgG de Cabra (fragmento Fab)
Espécie	Cabra
Imunógeno	Proteína recombinante do fragmento Fab de IgG de Cabra
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cabra
Envio	Bolsa de gelo