

Rabbit Anti-Goat IgG (Fc) Fragment Mab

Número do item: CM0007327

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao fragmento Fc de IgG de cabra, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para imunoensaios e detecção secundária em sistemas de amostras de cabra.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Goat IgG (Fc) fragment mAb
Espécie	Cabra
Imunogénio	Proteína recombinante do fragmento Fc de IgG de Cabra
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cabra

Envio