

Coelho Anti-Igg De Cabra (Fc) Fragmento Mab

Número do item: CM0010190

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o fragmento de IgG de cabra (Fc), adequado para aplicações de citometria de fluxo. Desenhado para a detecção específica de IgG de cabra em ensaios de pesquisa e diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho Anti-IgG de Cabra (Fc) fragmento mAb
Espécie	Cabra
Imunogénio	Proteína recombinante do fragmento de IgG de cabra (Fc)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cabra
Envio	Saco de gelo