

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Igg De Cabra (Fragmento Fc)

Número do item: CM0005290

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao fragmento Fc da IgG de cabra para citometria de fluxo. Ideal para detectar IgG de cabra em ensaios imunológicos. Reage de forma cruzada com IgG de cabra.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho Anti-IgG de Cabra (fragmento Fc)
Espécie	Cabra
Imunogênio	Proteína recombinante do fragmento Fc da IgG de cabra
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Cabra
Transporte	Saco de Gelo