

Coelho Anticorpo Policlonal Anti-Hnf4A Para Wb, Elisa - Hnf4A

Número do item: CM0013448

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HNF4a (HNF4alpha), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Útil para pesquisas sobre regulação gênica específica do fígado e função hepatocelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNF4a pAb Coelho
Observações/Apelido	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF4a
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3172
ID do Gene (Camundongo)	15378
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do HNF4a humano (NP_000448.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
Peso da Proteína	51kDa/52kDa
Envio	Saco com gelo