


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hpcal1 Para Wb E Elisa - P37235

Número do item: CM0024317



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HPCAL1 (proteína semelhante à Hipocalcina 1), validado por KO, para aplicações em Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HPCAL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BDR1; HLP2; VILIP-3; L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3241
GeneID	3241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 da HPCAL1 humana (NP_002140.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37235
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de Gelo