


Coelho Anti-Humano Axl Mac Para Fc - P30530

Número do item: CM0011696



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao AXL humano (UniProt P30530) validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar sinalização mediada por AXL, câncer e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano AXL mAc
Observações/Apelido	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-449 do AXL humano. (NP_068713.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco com gelo