


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Axl Para Fc - P30530

Número do item: CM0011338



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao receptor tirosina quinase AXL humano (UFO/Tyro7). Desenvolvido para citometria de fluxo, validado em amostras humanas. Explore os papéis do AXL no câncer, imunidade e infecções virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano AXL mAb
Observações/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-449 do AXL humano (NP_068713.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de gelo