


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Axl Para Citometria De Fluxo - P30530

Número do item: CM0008790



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano AXL conjugado com ABflo 488 para citometria de fluxo. Tem como alvo o AXL humano (P30530), uma receptor tirosina quinase envolvida na sobrevivência celular, proliferação e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano AXL
Observações/Apelidos	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	558
ID do Gene	558
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-449 do AXL humano (NP_068713.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Bolsa de gelo