

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano B7-H2/Cd275 Para Citometria De Fluxo - O75144

Número do item: CM0004027



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra B7-H2/CD275 humano (ligante de ICOS), projetado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de coestimulação de células T e checkpoints imunológicos, com reatividade cruzada humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-humano B7-H2/CD275
Observações/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23308
GeneID	23308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-256 do B7-H2/CD275 humano (NP_056074.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75144
Peso da Proteína	20kDa/33kDa34kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)