

Mab Coelho Anti-Humano Bcl6 - P41182

Número do item: CM0004938



Introdução

Anticorpo monoclonal anti-BCL6 conjugado a , validado para citometria de fluxo intracelular (FC) em amostras humanas. Ideal para pesquisa de linfoma e células B do centro germinativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano BCL6 mAb
Observações/Apelidos	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
Espécie	Humano
GeneID	604
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-350 do BCL6 humano (NP_001124317.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso da Proteína	72kDa/78kDa
Envio	Bolsa de gelo