

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Bcl6 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P41182

Número do item: CM0011455



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao BCL6 humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Projetado para pesquisa de linfoma e células B do centro germinativo, com especificidade para a proteína P41182.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano BCL6
Observações/Apelido	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Espécie	Humano
GeneID	604
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-350 do BCL6 humano/murino (NP_001124317.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de gelo