

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Bcl6 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P41182

Número do item: CM0011162



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra BCL6 humano (SWISS P41182) validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudos de biologia do centro germinativo e repressão transcripcional. Fornecido pela CamelBio para aquisição de matéria-prima para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Rabbit anti-Human BCL6 mAb
Observações/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	604
ID do Gene	604
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-350 de BCL6 humano/murino (NP_001124317.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Bolsa de gelo