

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Bcl6 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P41182

Número do item: CM0009542



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano BCL6 de alta qualidade para citometria de fluxo intracelular. Tem como alvo o BCL6 humano (79 kDa, P41182), um repressor transcricional essencial para as reações do centro germinativo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho anti-Humano BCL6                                                                                                                                 |
| Observações/Alíase  | BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27                                                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                         |
| GeneID (humano)     | 604                                                                                                                                                            |
| GeneID              | 604                                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-350 do BCL6 humano/camundongo (NP_001124317.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                         |
| Aplicação           | FC (intra)                                                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                                         |
| SWISS               | P41182                                                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 79kDa                                                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                                  |