

Coelho Anti-Humano Btn3A1/2/3 Mab - O00481 / P78410 / O00478

Número do item: CM0011732



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano BTN3A1/2/3 de alta qualidade para citometria de fluxo (FC). Reconhece BTN3A1/2/3 (CD277) humano, crucial na ativação de células T e resposta imune. Ideal para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano BTN3A1/2/3 mAb
Observações/Apelido	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Espécie	Humano
GeneID	11119/11118/10384
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-630 do BTN3A1 humano (NP_008979.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00481/P78410/O00478
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo