


Anticorpo Monoclonal Abflo 488 De Coelho Anti-Humano C5Ar1/Cd88 Para Citometria De Fluxo - P21730

Número do item: CM0004526



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 488 direcionado ao C5AR1/CD88 (C5aR) humano, validado para citometria de fluxo. ~39 kDa, reatividade humana, enviado sob refrigeração. Para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano C5AR1/CD88
Observações/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	728
ID do Gene	728
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do C5AR1/CD88 humano (NP_001727.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21730
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo