

Coelho Anti-Humano Calreticulina Anticorpo Monoclonal Para Fc (Intra) - P27797

Número do item: CM0011279



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade contra calreticulina humana, adequado para citometria de fluxo intracelular (FC intra). Validado para amostras humanas. Ideal para estudar a função de chaperona do RE, controle de qualidade de proteínas e homeostase de cálcio. Fornecido via CamelBio para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Calreticulina mAb
Observações/Apelido	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	811
GeneID	811
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27797
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo