


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Calreticulina Humana Para Citometria De Fluxo - P27797

Número do item: CM0004016



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à calreticulina humana para citometria de fluxo intracelular. Adequado para detectar calreticulina, uma chaperona do RE envolvida no dobramento de proteínas e sinalização de cálcio, em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Calreticulina Humana
Observações/Apelido	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	811
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-417 da Calreticulina humana (NP_004334.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (Intracelular)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P27797
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em saco de gelo