


Coelho Anti-Humano Car/Cxadr Mac Para Fc - P78310

Número do item: CM0011508



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano CAR/CXADR para Citometria de Fluxo (FC).
Reconhece o CXADR (CAR) humano, um receptor de coxsackievírus e adenovírus de 40 kDa envolvido na adesão celular e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	Coelho anti-Humano CAR/CXADR mAc
Observações/Apelido	CAR; HCAR; CAR4/6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1525
ID do Gene	1525
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-237 do CAR/CXADR humano (NP_001329.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78310
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo