


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Car/Cxadr - P78310

Número do item: CM0008315



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CAR/CXADR humano (P78310). Validado para citometria de fluxo. O CAR funciona como uma molécula de adesão celular e receptor viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CAR/CXADR
Observações/Apelido	CAR; HCAR; CAR4/6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1525
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-237 do CAR/CXADR humano (NP_001329.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78310
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo