


Coelho Anti-Humano Car/Cxadr Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P78310

Número do item: CM0007957



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o receptor de coxsackievírus e adenovírus humano (CAR/CXADR), validado para citometria de fluxo. Reconhece um epítipo no domínio extracelular (aa20-237). Ideal para pesquisa sobre entrada viral, adesão celular e junções epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CAR/CXADR mAb
Observações/Apelido	CAR; HCAR; CAR4/6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1525
GeneID	1525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-237 do CAR/CXADR humano (NP_001329.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78310
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo