

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Casr Para Citometria De Fluxo - P41180

Número do item: CM0009552



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado anti-CaSR humano para citometria de fluxo. Validado em amostras humanas; detecta o recetor sensível ao cálcio extracelular, um regulador chave da homeostase do cálcio e da função paratireoidiana. Ideal para pesquisa renal e imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CaSR
Observações/Apelidos	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	846
GeneID	846
Imunogéneo	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 211-310 do CaSR humano (NP_000379.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41180
Peso da Proteína	121kDa
Envio	Bolsa de gelo