

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Casr Para Citometria De Fluxo - P41180

Número do item: CM0005698



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CaSR humano (receptor sensor de cálcio extracelular), validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisas de homeostase de cálcio e sinalização de RCPG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CaSR mAb
Observações/Apelido	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	846
GeneID	846
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 211-310 do CaSR humano (NP_000379.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41180
Peso da Proteína	121kDa
Envio	Saco com gelo