

Coelho Anti-Humano Ccd3 Mab Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P07766

Número do item: CM0010383



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD3E humano (épsilon CD3) para citometria de fluxo intracelular. Detecta uma proteína de membrana de células T de 23kDa crítica na sinalização de TCR e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano cCD3 mAb
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
GeneID	916
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do CD3E humano (NP_000724.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo