

Mab Coelho Anti-Cd100/Sema4D Humano - Q92854

Número do item: CM0005994



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a , direcionado ao CD100/SEMA4D humano. Adequado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Útil para pesquisas em sinalização de semaforinas, agregação de células imunes e migração neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-Humano CD100/SEMA4D
Observações/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; semaphorin-4D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10507
GeneID	10507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-734 da Semaphorina-4D/CD100 humana (NP_006369.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso da Proteína	82kDa/96kDa
Envio	Bolsa de gelo