


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd100/Sema4D Para If/Icc, Fc - Q92854

Número do item: CM0004358



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra o CD100/SEMA4D humano, validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Adequado para estudar a sinalização do receptor da semaforina-4D, desenvolvimento de neuritos e agregação de células imunes. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD100/SEMA4D
Observações/Apelido	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaforina-4D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10507
ID do Gene	10507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-734 da Semaforina-4D/CD100 humana (NP_006369.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso Proteico	82kDa/96kDa
Envio	Bolsa de Gelo