

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd101/Igsf2 Para If/Cci E Cf - Q93033

Número do item: CM0004441

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo o CD101/IGSF2 humano (V7, EWI-101), um inibidor da proliferação de células T. Adequado para IF/CCI e citometria de fluxo em estudos imunológicos e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD101/IGSF2
Observações/Apelido	V7, IGSF2, EWI-101
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9398
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-410 do CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/CCI, CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Envio	Bolsa de gelo