

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd101/Igsf2 Humano Para If/Icc, Fc - Q93033

Número do item: CM0011952

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade marcado com , direcionado contra CD101 humano (IGSF2, V7), para aplicações de imunofluorescência e citometria de fluxo. Adequado para pesquisas sobre a inibição da proliferação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD101/IGSF2 humano
Observações/Apelido	V7; IGSF2; EWI-101
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9398
GeneID	9398
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-410 de CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso da proteína	115 kDa
Envio	Bolsa de gelo