

Anticorpo Monoclonal Abflo 594 Coelho Anti-Humano Cd104/Integrina Beta-4 Para If/Icc,Fc - P16144

Número do item: CM0012631



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 594 de alta qualidade contra CD104/Integrina β 4 (ITGB4) humana, validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Detecta uma proteína de 202 kDa, com reatividade cruzada com seres humanos, ideal para pesquisa de células epiteliais e hemidesmosomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD104/Integrina β 4 mAb
Observações/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3691
GeneID	3691
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 611-710AA da CD104/Integrina β 4 humana (NP_000204.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC,FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16144
Peso da Proteína	202kDa
Envio	Bolsa de gelo