

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd104/Integrina B4 Para If/Icc, Fc - P16144

Número do item: CM0010117



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra Integrina $\beta 4$ humana (CD104, GP150). Validado para aplicações IF/ICC e FC. Funciona como receptor de laminina e componente de hemidesmosomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD104/Integrina $\beta 4$
Observações/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3691
GeneID	3691
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 611-710AA do CD104/Integrina $\beta 4$ humano (NP_000204.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16144
Peso Proteico	202kDa
Envio	Bolsa de gelo