


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd104/Integrina B4 Para If/Icc, Fc - P16144

Número do item: CM0004033



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com tem como alvo o CD104/Integrina $\beta 4$ humano (SWISS: P16144), validado para aplicações de IF/ICC e FC. Reconhece o domínio extracelular (aa 611-710) de ITGB4, sendo adequado para estudos de adesão de células epiteliais e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD104/Integrina $\beta 4$
Observações/Apelido	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3691
GeneID	3691
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 611-710AA do CD104/Integrina $\beta 4$ humano (NP_000204.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC,FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16144
Peso Proteico	202kDa
Envio	Saco de gelo