

Anticorpo De Coelho Anti-Humano Cd105/Endoglin Mab Para Fc - P17813

Número do item: CM0010997



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD105/Endoglin conjugado com , otimizado para citometria de fluxo. Permite a detecção confiável de endoglina em estudos de angiogênese e células endoteliais. Fornecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo de coelho anti-humano CD105/Endoglin mAb
Observações/ Sinônimos	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglina
Espécie	Humano
GeneID	2022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-337 de CD105/Endoglin humano (NP_001108225.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P17813
Peso da proteína	67 kDa/70 kDa
Envio	Gelo reciclável