


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd105/Endogлина Para Citometria De Fluxo - P17813

Número do item: CM0004053



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD105/Endogлина humana, validado para citometria de fluxo (FC). A endogлина é uma glicoproteína transmembrana envolvida na angiogênese e na sinalização TGF-beta. Adequado para estudos de células endoteliais e imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD105/Endogлина
Observações/Apelido	ENG; END; HHT1; ORW1; endogлина
Espécie	humano
GeneID	2022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-337 da CD105/Endogлина humana (NP_001108225.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17813
Peso da Proteína	67kDa/70kDa
Envio	Saco com gelo