

Coelho Anti-Humano Cd112/Nectin-2 Mab - Q92692

Número do item: CM0012031



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD112/Nectin-2 humano para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas, este anticorpo possibilita pesquisas sobre sinalização de células T, pontos de controle imunológico e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD112/Nectin-2 mAb
Observações/Apelidos	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5819
GeneID	5819
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 32-158 do CD112/Nectin-2 humano (NP_001036189.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92692
Peso da Proteína	51kDa/57kDa
Envio	Bolsa de gelo