

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd112/Nectina-2 Para Citometria De Fluxo - Q92692

Número do item: CM0012243



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD112/Nectina-2 humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece um epítipo extracelular dentro dos aminoácidos 32-158. Adequado para estudos de sinalização de células T e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD112/Nectina-2
Observações/Apêndice	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectina-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5819
ID do Gene	5819
Imunogênio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 32-158 do CD112/Nectina-2 humano (NP_001036189.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92692
Peso Proteico	51kDa/57kDa
Envio	Em saco de gelo