

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd112/Nectin-2 Para Citometria De Fluxo - Q92692

Número do item: CM0010579



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD112/Nectin-2 humano, validado para citometria de fluxo. Nectin-2 é um modulador de linfócitos T e receptor de entrada viral; ideal para pesquisa em imuno-oncologia e virologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD112/Nectin-2
Observações/Apelido	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5819
GeneID	5819
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 32-158 da CD112/Nectin-2 humana (NP_001036189.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92692
Peso da Proteína	51kDa/57kDa
Envio	Bolsa de gelo