

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd116 Para Fc - P15509

Número do item: CM0011788



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD116 humano (receptor α de GM-CSF). Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de células hematopoiéticas e análise de expressão de receptores. SWISS: P15509.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD116 mAb
Observações/Apelido	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Espécie	Humano
ID do Gene	1438
Imunogénio	Proteína recombinante de CD116 humano (NP_006131.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15509
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo